



FICHE D'INSTRUCTION TECHNIQUE

COUSSIN DE TÊTE POUR PLS

Spécialistes	X
SSSM	X
Officiers	X
Sous-officiers	X
Hommes du rang	X

Code /FIT/SAP/15.12.18.111

PRÉSENTATION

- **Coussin de tête** ou billot de tête pour PLS ou retrait de casque si nécessaire.
- En dotation dans tous les CIS.
- 3 hauteurs possibles en fonction de la disposition des coussins.



MISE EN ŒUVRE

- Lors de chaque PLS conformément aux techniques enseignées dans les « recommandations relatives aux premiers secours » (ou ex GNR 7.7 / 7.17).
- A poser au sol du côté où le retournement est prévu ou sous la tête après le retrait du casque, en respectant l'axe tête-cou-tronc (position neutre).

RECONDITIONNEMENT / MAINTENANCE

- Nettoyage et désinfection aisée (DDSH ou Surfasafe ou Surfanios).
- Rangement dans le sac de premier secours



Rédacteur:	Infirmier-Chef Christophe DUVEAUX	Date de création :	18/12/2015
Contrôleur:	Pharmacien Chef Denis PHC PILLETTE	Date de mise à jour :	18/12/2015
Vérificateur:	Médecin Chef MIC Monique LELOUP	N° version :	1
Approbateur:	Col Marc REVERCHON	Nombre de pages :	2

Expedie par medecin chef sans visa du ddsis

